Лабораторная по химии номер 1 BPIC BPIC Авторы: Карибджанов Матвей Januar 2023

Содержание

I	Дан	иные												
		Эксперемент												
	1.2	Эксперемент		 										
_														
2		рия и пердва	_	_										
	2.1	Эксперемент		 										
		Эксперемент												
9	A													
o		лиз данных												4
	3.1	Эксперемент		 										
	3.2	Эксперемент		 										

1. Данные

1.1. Эксперемент

$$NaOH = 0.4017g \tag{1.1}$$

Nō	Индикатор	ml				
0	Фенолфталеин	10.8				
1	Фенолфталеин	10.8				
2	Метилоранж	10.8				

1.2. Эксперемент

$$m_{NaH_2PO_4:2H_2O} = 0.078g, \quad m_{NaOH} = 0.01g$$
 (1.2)

десяток	0	1	2	3
0	5.66	3.39	2.94	2.71
1	5.49	3.32	2.9	2.7
2	5.25	3.27	2.88	2.68
3	4.64	3.22	2.85	2.66
4	3.87	3.16	2.82	2.65
5	3.66	3.13	2.8	2.63
6	3.48	3.08	2.78	2.62
7	3.37	3.04	2.76	2.61
8	3.22	3.01	2.75	2.6
9	3.47	2.97	2.73	2.58

2. Теория и пердварительные расчеты

2.1. Эксперемент

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$
 (2.1)

$$M_{NaOH} = 23 + 16 + 1 = 40 \frac{g}{mol}$$

$$n = C_{NaOH}V = 10^{-4} \cdot 10^2 = 10^{-2} mol$$

$$m_{NaOH} = M_{NaOH}n = 4 \cdot 10^{-1}g \tag{2.2}$$

2.2. Эксперемент

$$NaOH + NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O \to NaH_2PO_4 + H_2O$$
 (2.3)

$$M_{NaOH} = 23 + 16 + 1 = 40 \frac{g}{mol}$$

$$M_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = 23 + 2 + 31 + 64 + 1 + 35 = 156 \frac{g}{mol}$$

 $n_{NaH_{2}PO_{4}\dot{2}H_{2}O} = n^{r}_{NaH_{2}PO_{4}\dot{2}H_{2}O} + n^{s}_{NaH_{2}PO_{4}\dot{2}H_{2}O} \ \land \ n^{r}_{NaH_{2}PO_{4}\dot{2}H_{2}O} = n^{s}_{NaH_{2}PO_{4}\dot{2}H_{2}O}$

$$n^r_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = n^s_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = \frac{1}{2}n_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = n_{NaOH}$$

$$C_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = C_{NaOH} \implies C_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = \frac{10^{-2}}{2} = 5 \cdot 10^{-3} \frac{mol}{l} \tag{2.4}$$

$$m_{NaOH} = 10^{-2}g$$
 (2.5)

$$m_{NaH_2PO_4\dot{2}H_2O} = 156 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 78 \cdot 10^{-3}g$$
 (2.6)

3. Анализ данных

3.1. Эксперемент

Найдем м=средний объем:

$$\langle V \rangle = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3} = 10.8 ml,$$

теперь найдем фактическую массу прореагировавшего вещества:

$$m_{f~NaOH} = m_{NaOH} \cdot \frac{\langle V \rangle}{V_{sol}} = 0.4017 \cdot \frac{10.8}{100} = 0.043g.$$

Из реакции:

$$n_{HCl} = n_{NaOH},$$

$$n_{HCl} = V_{sol\ HCl} \cdot C_{0.1} = 10 \cdot 0.1 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} mol,$$

получим концентрацию

$$C_{NaOH} = \frac{n_{NaOH}}{\langle V \rangle} = \frac{10^{-3}}{10.8 \cdot 10^{-3}} = 0.0926 \frac{mol}{l}.$$
 (3.1)

3.2. Эксперемент

По формуле Гендерсона:

$$pH = pK + \ln\left(\frac{C_s}{C_a}\right),\tag{3.2}$$

у нас вроли кислоты выступает NaH_2PO_4 , а в качестве соли Na_2HPO_4 . При t = 0

$$\frac{C_s}{C_a} = 2 \implies pH(t=0) = pK_a = 6.35$$

Ксожелениею, растовор получился плохим и поэтому данных с $pH(\delta)$ где δ это объем добавленной соляной кислоты поэтому растчитать з уравнения 2.3 можно расчитать определить, что коэффицент эквивалентности - 1, буфферную емкость раствора можно по формуле:

$$p = \frac{i\Delta\delta}{\Delta pH} = 0.27 \frac{mol}{l \cdot pH}.$$
 (3.3)




Рис. 1.

3